

Sistemas Aguilhados Soft-Glide®

A Supri trouxe para o mercado nacional o Sistema Soft-Glide® simples ou multiagulhas, com tecnologia de revestimento desenvolvida exclusivamente pela Emed – primeira empresa a projetar dispositivos para a administração de medicações especificamente para uso por via subcutânea.



Benefícios e Vantagens

Praticamente Indolor

- ✓ As agulhas com revestimento Soft-Glide® deslizam na pele;
- ✓ Requer menos força de penetração durante a inserção da agulha;
- ✓ Mínimo desconforto ou complicação no local da punção.



Seguro

- ✓ Desenvolvida especificamente para a punção do tecido subcutâneo: Aplicação a 90° (único ângulo).
- ✓ Curativo hipoalergênico estéril para estabilização da agulha na pele.
- ✓ Dispositivo de segurança após a remoção da agulha: fechamento das abas com velcro.
- ✓ Látex free

Eficiente

- ✓ Desenho e materiais especiais. Com abas transparentes e flexíveis para facilitar o posicionamento, a aderência a pele e o conforto do paciente.
- ✓ Desempenho de fluxo ideal com largo alcance de viscosidade do fluido.
- ✓ Fabricado com polímeros superiores para minimizar a interação química com fármacos.
- ✓ Estudos mostram que os conjuntos Emed superam o desempenho dos fabricantes de agulhas de chumbo.
- ✓ Baixo custo do kit completo: agulha, extensão e película.
- ✓ Fácil manipulação e manutenção.

Segurança:
fechamento das
abas com velcro



Abas flexíveis
que contornam
o corpo


Único ângulo
de 90°




Escolha a melhor opção:

As agulhas Soft-Glide® possuem uma saída Luer Lock fêmea que conecta-se aos equipamentos das bombas eletrônicas e mecânicas podem ser utilizadas em ambientes hospitalares, clínicas e em home care, sem o paciente precisar sair da sua rotina.

OPTFlow®



SAF-Q®




Comprimento
de agulha

4 e 6mm (bebê)
9mm (criança)
12mm (adulto)
14mm (grande porte)

6mm (bebê)
9mm (criança)
12mm (adulto)


Calibre

26

24 (grande volume)
27


Extensão

70 cm

5cm
30,50cm
70cm
91,44cm

Dispositivo Soft-Glide® - Registro ANVISA nº 80351240024

Como usar

Acesse no nosso site e aprenda a manipular o sistema agulhado Soft-Glide®.

 supri-emedtc.med.br/sistema-agulhado



Ficou com dúvidas?



Saiba qual é a agulha ou sistema agulhado indicado para o seu paciente.

Fale com nosso time de especialistas para obter todos os detalhes.



www.bit.ly/wasupri

Atendimento: segunda a sexta,
das 8h30 às 18h00



Matriz São Paulo/SP

Rua Luigi Galvani, 146 Cj 91
Cidade Monções
São Paulo - SP
CEP: 04575-020
Telefone: (11) 5505-4040
Ramal 8



Filial Ribeirão Preto/SP

Av. Presidente Vargas, 1265
sala 604 - Jd. São Luiz
Ribeirão Preto/SP
CEP: 14020-273
Telefone: (16) 3913-5781



Filial Belo Horizonte/MG

Av. Barbacena, 436 Cj.502
Barro Preto
Belo Horizonte/MG
CEP: 30190-130
Telefone: (31) 3657-4580