


SYMPPLICITY SPYRAL™

CATETER DE DENERVAÇÃO
RENAL MULTIELETRODO



Medtronic



SYMPPLICITY SPYRAL™

CATETER DE DENERVAÇÃO RENAL MULTIELETRODO

Desenvolvido com base na tecnologia Symplicity™ da Medtronic, o cateter Symplicity Spyral™ oferece procedimento melhorado* de denervação renal para ajudar a controlar a hipertensão de seus pacientes.

PADRÃO DE ABLAÇÃO CONSISTENTE DE QUATRO QUADRANTES

- Design helicoidal de quatro eletrodos entrega energia simultaneamente
- Tempo rápido de ablação de 60 segundos

TRATA UMA AMPLA GAMA DE ANATOMIAS

- O design helicoidal autoexpansível se adapta a uma ampla gama de tamanhos e formas de artéria
- Cateter único pode tratar artérias de 3–8 mm de diâmetro

CAPACIDADE DE ENTREGA EXCEPCIONAL†

- Capacidade de entrega excepcional com cateter 4 F de baixo perfil
- Entrega através de um fio guia padrão de 0,014" com sistema de troca rápida

**DESEMPENHO COM PRECISÃO.
ENTREGA COM CONSISTÊNCIA.**




Gerador de RF para denervação renal Symplicity G3™

GERADOR DE RF PARA DENERVAÇÃO RENAL SYMPPLICITY G3™

ALGORITMO DO GERADOR SYMPPLICITY G3™ PARA A SEGURANÇA DO PACIENTE

- Interface sensível ao toque permite a personalização de eletrodos
- Monitoramento de eletrodo totalmente visível
- Controle remoto (à direita) e interruptor de pé (não mostrado) permitem fácil ativação



Padrão de ablação helicoidal



Controle remoto para o gerador de RF Symplicity G3

*Comparado ao cateter Symplicity Flex™
†Dados em arquivo na Medtronic, Inc.

SYMPPLICITY SPYRAL™

CATETER DE DENERVAÇÃO RENAL MULTIELETRODO

COMPONENTES DO SISTEMA DE DENERVAÇÃO RENAL SYMPPLICITY™

- Cateter de denervação renal multieletrodo Symplicity Spyral: cateter de RDN de uso único para utilização apenas com o gerador Symplicity G3 com controle remoto e saída DVI-D
- Gerador de RF para denervação renal Symplicity G3: gerador de RF reutilizável para uso com catéteres Symplicity Spyral e Symplicity Flex™
- Componente do gerador Symplicity G3; carrinho
- Interruptor de pé: usado para ativar o gerador
- Cabo de alimentação: fornece energia para a unidade geradora

CÓDIGOS DO PRODUTO

| Número de catálogo | Produto |
|--------------------|---|
| RDN016 | Cateter Symplicity Spyral |
| RDN017 | Gerador Symplicity G3; fornecido como padrão com controle remoto |
| RDN019 | Componente do gerador Symplicity G3; carrinho |
| RDN012 | Interruptor de pé de substituição |
| PRT075-XX | Cabo de alimentação de substituição (específico do país) (Entre em contato com um representante da Medtronic para o número de catálogo). |

MDRDN01BR-Maio 2016 - Todos os direitos reservados. Reg. ANVISA No 10339190617. www.medtronicrdn.com

www.medtronicbrasil.com.br

Medtronic

Av. Jornalista Roberto Marinho, 85
10º andar – São Paulo – SP
04576-010

Medtronic